


Cânula de Bloqueio Pain Free



Indicações

Bloqueio ou Infiltração (facetária, peri-facetária e foraminal) da coluna vertebral, assim como punção articular ou infiltração extra articular em membros inferiores ou superiores.

*Modelos:

Cânula Pain Free 21G (Código: MRNSG21150U)

21G x 150mm (Ultrassom)
n.o ANVISA: 81431619020

Cânula Pain Free 21G (Código: MRNSG21100)

21G X 100MM (Escopia)
n.o ANVISA: 81431619019

*Outras opções de tamanhos apenas sob encomenda.



Imagens meramente ilustrativas

kit Cãnula de Bloqueio Pain Free Plus

(Código: MRNSG21100U-3)

Acompanha 2 Cãnulas
21G x 100mm



mangueira com aproximadamente 34cm

Conector Luer Lock

cabo com aproximadamente 36cm

Conexão para realização
do estímulo nervoso

Luer Lock

Seringa

Manifold

Imagens meramente ilustrativas

Este kit apresenta :

n° ANVISA: 81431619018

2 cãnulas de 21G x 100mm (escopia), 1 manifold, 1 seringa 12ml,
1 luer lock e 1 grid radiopaco

Grid Radiopaco

O Kit Cãnula Pain Free Plus da More tem como mecanismo de ação permitir acesso às estruturas adjacentes à coluna vertebral, através de uma punção guiada por via ultrassom ou escopia, com as cãnulas mais adequadas, permitindo a realização de procedimentos para controle axial (cervical, dorsal e lombar) ou irradiada para membros superiores e inferiores do corpo humano, através da administração de fármacos, conforme prescrição médica.

Nosso kit permite a realização de um procedimento minimamente invasivo com fácil manipulação das cãnulas, o que confere segurança durante o procedimento, sem oferecer nenhum prejuízo ou risco às funções vitais do paciente.

Indicações

Bloqueio ou Infiltração (facetária, peri-facetária e foraminal) da coluna vertebral, assim como punção articular ou infiltração extra articular em membros inferiores ou superiores.