

MORE

MEDICAL OPERATION RESOURCES FOR EXPERTS

INSTRUMENTAIS DE APOIO  
**CIRÚRGICO**  
PARA CIRURGIAS  
**DE COLUNA**

Instrumentais em cerâmica para maior durabilidade e precisão.



## **CONHEÇA A NANOTECH, CONHEÇA A MORE.**

A medicina exige constante evolução e atualização das técnicas cirúrgicas em prol de atender às necessidades médicas e trazer as melhores soluções para o paciente.

Deste modo, a MORE investe em analisar o mercado e fornecer o que há de melhor em qualidade para contribuir com a evolução do setor de saúde no país.

A Nanotech é uma linha de origem paquistanesa, de instrumentais de apoio para cirurgias abertas na coluna vertebral.

Material fabricado em aço inoxidável e com revestimento em cerâmica, que não apenas trazem estética ao material, mas sim durabilidade, resistência e diminuição de reflexo. Kerrisons, Loves e Curetas para apoio Lombar e Cervical, nos mais variados tamanhos, para as mais variadas necessidades.





INSTRUMENTAIS DE APOIO

**CERVICAL**

CERÂMICA

## Instrumentais de Apoio - Cervical - Cerâmica

### **Kerrison** 50° Área de Corte Fina 20 cm

Anvisa: 81431610033

Sem Ejetor



**1 mm** - 10-NT-835 CER  
**2 mm** - 10-NT-836 CER

Com Ejetor



**3 mm** - 10-NT-837 CER  
**4 mm** - 10-NT-838 CER



### **Kerrison Bayonet** 50° Área de Corte Fina 20 cm

Anvisa: 81431610033

Sem Ejetor



**1 mm** - 10-NT-1412 CER  
**2 mm** - 10-NT-1413 CER

Com Ejetor



**3 mm** - 10-NT-1415 CER  
**4 mm** - 10-NT-1416 CER



## Instrumentais de Apoio - Cervical - Cerâmica

### **Pinça Love** 16 cm (Caspar)

Anvisa: 81431610033



Reta



**1.5 mm x 10 mm**  
01-145-16 CER

**2 mm x 10 mm**  
01-148-16 CER

**3 mm x 10 mm**  
01-151-16 CER

Para Cima



**1.5 mm x 10 mm**  
01-146-16 CER

**2 mm x 10 mm**  
01-149-16 CER

**3 mm x 10 mm**  
01-152-16 CER

Para Baixo



**1.5 mm x 10 mm**  
01-147-16 CER

**2 mm x 10 mm**  
01-150-16 CER

**3 mm x 10 mm**  
01-153-16 CER

## Instrumentais de Apoio - Cervical - Cerâmica

### **Cureta Reta** 21 cm (Bruns)

**Anvisa:** 81431610033



**1 mm** - 02-1157-21B CER



**2 mm** - 02-1157-21C CER



**3 mm** - 02-1158-21B CER

### **Cureta Curva** 21 cm (Bruns)



**1 mm** - 02-1167-21B CER

**Anvisa:** 81431610033



**2 mm** - 02-1167-21

**Anvisa:** 81431610018



**3 mm** - 02-1168-21

**Anvisa:** 81431610018



**4 mm** - 02-1169-21

**Anvisa:** 81431610019

## Instrumentais de Apoio - Cervical - Cerâmica

**Cureta** 21 cm - 15° - 5mm

**Código:** 02-11-70-21B CER

**Anvisa:** 81431610033



**Gancho** Adson - 20 cm

**Código:** 03-355-20

**Anvisa:** 81431610018







INSTRUMENTAIS DE APOIO

**LOMBAR**

CERÂMICA

## Instrumentais de Apoio - Lombar - Cerâmica

### **Kerrison** 50° Área de Corte Fina 23 cm


Anvisa: 81431610033

Sem Ejetor



**1 mm** - 10-NT-859 CER  
**2 mm** - 10-NT-860 CER

Com Ejetor



**3 mm** - 10-NT-861 CER  
**4 mm** - 10-NT-862 CER  
**5 mm** - 10-NT-863 CER  
**6 mm** - 10-NT-864 CER



### **Kerrison Bayonet** 50° Área de Corte Fina 23 cm

Anvisa: 81431610033

Sem Ejetor



**1 mm** - 10-NT-1437 CER  
**2 mm** - 10-NT-1438 CER

Com Ejetor



**3 mm** - 10-NT-1439 CER  
**4 mm** - 10-NT-1440 CER  
**5 mm** - 10-NT-1441 CER  
**6 mm** - 10-NT-1442 CER




## Instrumentais de Apoio - Lombar - Cerâmica

### **Pinça Love** 18.5 cm (Caspar)

Anvisa: 81431610033



Reta



**1.5 mm x 10 mm**  
01-145-185 CER

**2 mm x 10 mm**  
01-148-185 CER

**3 mm x 10 mm**  
01-151-185 CER

**4 mm x 10 mm**  
01-154-185 CER

**5 mm x 10 mm**  
01-157-185 CER

Para Cima



**1.5 mm x 10 mm**  
01-146-185 CER

**2 mm x 10 mm**  
01-149-185 CER

**3 mm x 10 mm**  
01-152-185 CER

**4 mm x 10 mm**  
01-155-185 CER

Para Baixo



**1.5 mm x 10 mm**  
01-147-185 CER

**2 mm x 10 mm**  
01-150-185 CER


**3 mm x 10 mm**  
01-153-185 CER

**4 mm x 10 mm**  
01-156-185 CER

## Instrumentais de Apoio - Lombar - Cerâmica

### **Cureta Reta** 25 cm (Bruns)

**Anvisa:** 81431610033



**2 mm** - 02-1157-21A CER

**4 mm** - 02-1159-21A CER

**6 mm** - 02-1161-21A CER

### **Gancho** Adson - 25 cm

**Código:** 03-355-20A CER

**Anvisa:** 81431610018



## Instrumentais de Apoio - Lombar - Cerâmica

### **Cureta Curva** 21 cm (Bruns)

**Anvisa:** 81431610033



**2 mm**  
02-1168-21A CER



**3mm**  
02-1169-21A CER



**4 mm**  
02-1170-21A CER



**5 mm**  
02-1171-21A CER



**6 mm**  
02-1172-21A CER

## Fale Conosco



16 3904.3838



16 99794-4914



[morebr.com.br](http://morebr.com.br)



[/more4experts](https://www.facebook.com/more4experts)



[comercial@morebr.com.br](mailto:comercial@morebr.com.br)

Av. Professor João Fiúsa, 1901 - Sala 107, 108 e 109  
Jardim Botânico - Ribeirão Preto- SP





# MORE

MEDICAL OPERATION RESOURCES FOR EXPERTS