




CÂNULAS
DE BLOQUEIO E INFILTRAÇÃO

MORE

MORE



**CONHEÇA
NOSSAS
CÂNULAS!**



CÂNULA DE BLOQUEIO/INFILTRAÇÃO



18G (1.27MM)/200MM



Cânula para bloqueio ou infiltração (Facetária, peri-facetária e foraminal) da coluna vertebral, guiados por método de imagem (escopia ou ultrassom).

Código: CN1808

ANVISA: 81431619002

INDICAÇÕES

- ✓ Bloqueio facetário/peri-facetário
- ✓ Bloqueio foraminal
- ✓ Bloqueio de pontos gatilhos
- ✓ Infiltração na sacro-ilíaca
- ✓ Punção discal
- ✓ Punção de coleções/hematomas
- ✓ Punção de cistos

CÂNULA DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR/EXTRA-ARTICULAR

21G (0.83MM) / 100MM OU 150MM



Cânula de punção articular ou infiltração extra articular, guiados por método de imagem (escopia ou ultrassom).

Código 100mm: CN21100


ANVISA: 81431619003

Código 150mm: CN21150

ANVISA 81431619001

INDICAÇÕES

- ✓ Punção articular de grandes e médias articulações
- ✓ Bloqueio facetário, peri-facetáril e foraminal da coluna vertebral
- ✓ Bloqueio anestésico nos membros superiores e inferiores guiados ou não por método de imagem
- ✓ Bloqueio de pontos gatilhos
- ✓ Infiltração na sacro-ilíaca
- ✓ Infiltração articular de grandes e médias articulações
- ✓ Punção de cistos/coleções/hematomas



**KITS
FEITOS
PARA VOCÊ!**



KIT 1

**CÂNULAS PARA
COLUNA CERVICAL**

CÓD: CN22110/12115

ANVISA: 81431610030

2X 100MM (21G) + 1X 150MM (21G)



MORE



KIT 2

CÂNULAS

TORACO LOMBAR

CÓD: CN22115/11820

ANVISA: 81431610030

2X 150MM (21G) + 1X 200MM (18G)



MORE





KIT 3
**CÂNULAS DE ACESSO
PARA COLUNA VERTEBRAL**

CÓD: CN22110/12115/11820

ANVISA: 81431610030

2X 100MM (21G) + **1X** 150MM (21G) + **1X** 200MM (18G)



MORE




KIT 4
**CÂNULA INTRA
E EXTRA ARTICULAR**

CÓD: CN32110/11820

ANVISA: 81431610030

3X 100MM (21G) + 1X 200MM (18G)



MORE



MORE

WWW.MOREBR.COM.BR/