



Imagens meramente ilustrativas

**KIT MORE**

# KIT MORE Transforaminal

## DOIS TIPOS DE PONTAS ATIVAS




Broca Cortante (3,5mm)



Broca Diamantada (3,5mm)

Ponta flexível (2,5mm)



Ponta recolhida

Ponta ativada

Eletrodo Bipolar 360mm



Fio Guia 400mm (1,2mm)



Cânula de Punção 200mm (2,2mm)



## Equipo de Irrigação 2 Vias


Diferentes tipos de encaixes  
\*(ST - RW - LV - GR)



Caneta de marcação de pele



Grid Radiopaco



Diferentes tipos de encaixes  
(EP - LV - RZ - ST - AR)\*

Cânula de Debridaç o  ssea 300mm



Imagens meramente ilustrativas

# KIT MORE Interlaminar

Diferentes tipos de encaixes  
\*(EP - LV - RZ - ST - AR)

Cânula de Debridação Óssea 260mm



Eletrodo Bipolar 260mm

Ponta flexível (2,5mm)



Ponta recolhida



Ponta ativada

Fio Guia 400mm (1,2mm)



Cânula de Punção 200mm (2,2mm)



## Equipo de Irrigação 2 Vias


Diferentes tipos de encaixes  
\*(ST - RW - LV - GR)



Caneta de marcação de pele



Grid  
Radiopaco



DOIS TIPOS  
DE PONTAS ATIVAS



Broca Cortante  
(3,5mm)



Broca Diamantada  
(3,5mm)

O **Kit More** é um kit estéril (ETO) indicado para cirurgias minimamente invasivas e endoscópicas da coluna vertebral. Ele foi desenvolvido para oferecer um método percutâneo seguro e eficaz em procedimentos de descompressão de hérnias de disco e no tratamento de protrusões discais com rompimento parcial das fibras anulares. O kit conta com opções de acesso transforaminal e interlaminar.

### KIT MORE – TRANSFORAMINAL

Ref: 67**XX.YYY**

### KIT MORE INTERLAMINAR

Ref: 68**XX.YYY**

Composição:

1x Cânula de Punção	2,2mm x 220 mm	-
1x Fio Guia	400mm x 1,2 mm	-
1x Lâmina - Cortante	300mm x 3,5mm	260mm x 3,5mm
1x Lâmina – Diamantada	300mm x 3,5mm	260mm x 3,5mm
1 x Eletrodo Bipolar	360mm x 2,5mm	260mm x 2,5mm
1x Grid Radiopaco		-
1 x Caneta de marcação de pele		-
1x Equipo de irrigação 2 vias		-

**Obs:** Trocar **XX** para escolher o encaixe do equipo. Trocar **YYY** para escolher o encaixe da lâmina de debridação.

Tipos de encaixes do equipo (**XX**): ST\* (**00**) - RW\* (**01**) - LV\* (**02**) - GR\* (**03**)

Tipos de encaixes das lâminas (**YYY**): EP\* (**001**) - LV\* (**002**)- RZ\* (**003**)- ST\*(**004**) - AR\* (**005**)

\*Encaixes: ST: Stryker/ RW: Richard Wolf/ LV: Linvatec/ GR: Gravitacional/ EP: Dyonics/ RZ: Razek/ AR: Arthrex

Registro ANVISA: 81288540045

Imagens meramente ilustrativas.



 Av. Professor João Fiúsa, nº 1901 -Salas 107, 108 e 109  
 Telefone: (16) 3904-3838  
 @more4experts  /morebr  /morebr  
 www.morebr.com.br/