

Your partner in spine surgery

**NEURO FRANCE** Implants  
Spine

Distribuído por :

**MORE**  
MEDICAL OPERATION RESOURCES FOR EXPERTS

NEURO FRANCE Implants - Fabricante e designer de implantes para cirurgias de coluna



# SISTEMA PM BUTTERFLY®

*SISTEMA PARA FIXAÇÃO  
CERVICAL*



CE  
MARK

ISO  
13485 : 2016

**NEURO FRANCE Implants**

ZA «le Bourg» - 25 rue des écoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE

Phone : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33



Email : [neurofrance@neuro-france.net](mailto:neurofrance@neuro-france.net)

# SISTEMA PM BUTTERFLY®

## PONTOS PRINCIPAIS

- Abordagem cervical anterior
- Possibilidade de fixação tripla de cada vértebra cervical
- Parafusos STABILAR sem bloqueio e com bloqueio (para osso osteoporótico)
- Perfil Baixo
- Ampla variedade de tamanhos

## FIXAÇÃO CERVICAL



## INDICAÇÕES

- Coluna Degenerativa
- Osteoartrite cervical com estreitamento do espaço intervertebral
- Uncoartrose
- Neuralgia cervicobraquial
- Tumor da medula espinhal
- Trauma da coluna vertebral
- Instabilidade pós-traumática com cervical ante ou retro-listese.

## COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

Placa anterior PM BUTTERFLY®  
Parafuso cervical STABILAR®  
Set instrumental



## MATÉRIA PRIMA UTILIZADA


Todo o sistema PM BUTTERFLY® é fabricado com liga de titânio Ti 6-Al 4-V, em conformidade com a ISO 5832/3.

# PM BUTTERFLY® - IMPLANTES

## PLACA CERVICAL ANTERIOR PM BUTTERFLY®



Item n°	Level	Comp. (L)	Item n°	Level	Comp. (L)
482121	1	L 21 mm	482336	3	L 36 mm
482125	1	L 25 mm	482340	3	L 40 mm
482127	1	L 27 mm	482346	3	L 46 mm
482129	1	L 29 mm	482352	3	L 52 mm
482233	2	L 33 mm	482452	4	L 52 mm
482236	2	L 36 mm	482463	4	L 63 mm
482239	2	L 39 mm	482571	5	L 71 mm
482242	2	L 42 mm	482586	5	L 86 mm
482249	2	L 49 mm			




## PARAFUSO CERVICAL STABILAR®



### Fenda Hexagonal

Item. n°	Ø Diam.	Comp. (L)
114010	Ø 4 mm	L 10 mm
114012	Ø 4 mm	L 12 mm
114014	Ø 4 mm	L 14 mm
114016	Ø 4 mm	L 16 mm
114018	Ø 4 mm	L 18 mm
114020	Ø 4 mm	L 20 mm
114022	Ø 4 mm	L 22 mm




## PARAFUSO CERVICAL STABILAR COM BLOQUEIO



### Fenda Hexagonal

Item. n°	Ø Diam.	Comp. (L)
134010	Ø 4 mm	L 10 mm
134012	Ø 4 mm	L 12 mm
134014	Ø 4 mm	L 14 mm
134016	Ø 4 mm	L 16 mm
134018	Ø 4 mm	L 18 mm
134020	Ø 4 mm	L 20 mm
134022	Ø 4 mm	L 22 mm
134514*	Ø 4,5 mm	L 14 mm
134516*	Ø 4,5 mm	L 16 mm



\* Item em fase de registro na Anvisa


# PM BUTTERFLY® - INSTRUMENTAIS



010400 Chave Hexagonal com Pinça Ø 2,5mm



011240 Modelador de Placa Cervical



014103 Iniciador Cervical com Bloqueio



010412 Pinça para Parafuso



012410 Pino de Fixação para Placas - Pequeno


# CONTAINER PARA TRANSPORTE

## CONTAINER PARA PM BUTTERFLY® - IMPLANTES E INSTRUMENTAIS




Item n° : 000050

↑  
SUBSTITUÍDO POR :  
↓




Item n° : 0B0809

# ANOTAÇÕES



# ANOTAÇÕES



Your partner in spine surgery

# NEURO FRANCE Implants



Spine

[www.neuro-france.net](http://www.neuro-france.net)

## NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des écoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE

Phone : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33

Email : [neurofrance@neuro-france.net](mailto:neurofrance@neuro-france.net)



[www.neuro-france.net](http://www.neuro-france.net)

Distribuído por :



Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900 | sala: 619 - 620  
Vila do Golf - Ribeirão Preto SP - Brasil CEP 14027-250