

Your partner in spine surgery

NEURO FRANCE Implants
Spine

Distribuído por :


MORE
MEDICAL OPERATION RESOURCES FOR EXPERTS

NEURO FRANCE Implants - Fabricante e designer de implantes para cirurgias de coluna



STABILAR[®] PCP SISTEMA

*SISTEMA DE
FIXAÇÃO CERVICAL*



CE
MARK

ISO
13485 : 2016

NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des écoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE

Tel : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33


Email : neurofrance@neuro-france.net

SISTEMA STABILAR® PCP

SISTEMA DE FIXAÇÃO CERVICAL

PONTOS PRINCIPAIS :

- Abordagem cervical posterior
- Sistema de placa
- Trauma cervical



INDICAÇÕES

Coluna degenerativa
Artrose cervical
Uncoartrose
Neuralgia cervicobraquial
Tumores
Traumas/fraturas
Instabilidade pós-traumática com ante ou retrolistese cervical

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

Placa cervical posterior
Parafuso cervical STABILAR®
Set instrumental



MATÉRIA PRIMA UTILIZADA


Todo o sistema STABILAR® PCP é fabricado com liga de titânio Ti 6-Al 4-V, em conformidade com a ISO 5832/3.

STABILAR® PCP - IMPLANTES


PLACA CERVICAL POSTERIOR STABILAR® PCP



Item. n°	Furos	Comp. (L)
480223	2	L 23 mm
480336	3	L 36 mm
480448	4	L 48 mm
480562	5	L 62 mm




PARAFUSO CERVICAL STABILAR®



Fenda Hexagonal

Item. n°	Ø Diam.	Comp. (L)
114010	Ø 4 mm	L 10 mm
114012	Ø 4 mm	L 12 mm
114014	Ø 4 mm	L 14 mm
114016	Ø 4 mm	L 16 mm
114018	Ø 4 mm	L 18 mm
114020	Ø 4 mm	L 20 mm
114022	Ø 4 mm	L 22 mm



STABILAR® PCP - INSTRUMENTAIS



010400 Chave Hexagonal com Pinça de Ø 2,5 mm



011240 Modelador de Placa Cervical



010412 Pinça para Parafuso



014103 Iniciador Cervical com Bloqueio

CONTAINER PARA TRANSPORTE

STABILAR® PCP CONTAINER PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAIS E IMPLANTES




Item n° : 000051

↑
SUBSTITUÍDO POR :
↓




Item n° : 0B0815

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES



Your partner in spine surgery

NEURO FRANCE Implants



Spine

www.neuro-france.net

NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des écoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE

Phone : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33

Email : neurofrance@neuro-france.net



www.neuro-france.net

Distribuído por :



Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900 | sala: 619 - 620
Vila do Golf - Ribeirão Preto SP - Brasil CEP 14027-250