

Tian Song®

SISTEMA DE CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA COLUNA **BIPORTAL (UBE)**

MORE
MEDICAL OPERATION RESOURCES FOR EXPERTS

UM POUCO SOBRE A TÉCNICA...

O progresso tecnológico, combinado às pesquisas em técnicas cirúrgicas, tem impulsionado a criação e o aperfeiçoamento de tratamentos modernos. Diferentes técnicas agregam no arsenal médico, sendo alternativas que podem proporcionar soluções mais seguras e eficientes, dando mais possibilidades para que os cirurgiões resolvam aquele problema do seu paciente.

A técnica **UBE (Unilateral Biportal Endoscopic Spine Surgery)** possibilita uma visualização ampliada e manipulação precisa em um espaço anatômico restrito. Consiste em tratar condições da coluna, como hérnias de disco, estenose de canal e outras patologias degenerativas através de 2 portais, um utilizado para visualização e outro para manuseio de instrumentais.



UBE - Unilateral Biportal Endoscopic Spine Surgery




Punctor
Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3232.1
Φ5x210mm



Punctor Rombo
Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3252
130mm



Trocater
Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G1101.3U
Φ5 x 140mm



Alargador de Portal
Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3255
20x50mm

Alargador de Portal
Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3256
20x60mm



Dilatador Muscular
Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3232.2
Φ7 x 200mm

Artroscópio 0º
Nº Anvisa:
Cód: G0051F
Φ4 x 175mm, HD, Autoclavável



Artroscópio 30º
Nº Anvisa:
Cód: G0052F
Φ4 x 175mm, HD, Autoclavável



UBE - Unilateral Biportal Endoscopic Spine Surgery



Pinça Reta

Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3262
Φ4 x 160mm

Pinça Curvada

Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3262.1
Φ4 x 160mm

Pinça Reta Concha

Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3262.2
Φ4 x 160mm



Manopla

Nº Anvisa: 81431610038
Cód: G3268



Haste Kerrison

Nº Anvisa: 81431610038
Φ2×220mm 130°
Cód: G3264



Haste Kerrison

Nº Anvisa: 81431610038
Φ3×220mm 130°
Cód: G3265



Haste Kerrison

Nº Anvisa: 81431610038
Φ4×220mm 130°
Cód: G3266




Haste Kerrison

Nº Anvisa: 81431610038
Φ3×220mm 130°
Cód: G3267



OSTEÓTOMO

Nº Anvisa: 81431610038
Φ6×120mm - 5mm - Reta
Cód: G3249



GANCHO

Nº Anvisa: 81431610038
Φ3×115mm
Cód: G3250.2

UBE - Unilateral Biportal Endoscopic Spine Surgery



CURETA CURVA PEQUENA

Nº Anvisa: 81431610038
Φ6×150mm - 3 mm
Cód: G3242



CURETA CURVA MÉDIA

Nº Anvisa: 81431610038
Φ6×150mm - 5 mm
Cód: G3243



CURETA CURVA GRANDE

Nº Anvisa: 81431610038
Φ6×150mm - 6 mm
Cód: G3244

Contatos

@ comercial@morebr.com.br

16 3904-3838 16 99794-4914

Av. Professor João Fiúsa 1901 - salas 107, 108 e 109
CEP: 14.024-250 - Jardim Botânico - Ribeirão Preto/SP

morebr.com.br more4experts